



Product description

Order number	55.526.046
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fundo redondo, marrom, tampa de pressão, com escala, 1.000 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5000 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Diâmetro	12 mm
Altura do produto	75 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto marrom

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 4000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 1000
Unidades por caixa 4000
Unidades por palete 64000
Volume da embalagem externa 0.0813 cbm
Peso do produto 0.0021 kg
Peso da embalagem externa 10.34 kg
EAN da caixa interna 4038917109642
EAN da embalagem externa 4038917068581

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

