



### **Product description**

Order number	55.526.525
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fundo redondo, vermelha, tampa de pressão, 500 unid./embalagem empilhável

### **Product characteristics**

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5000 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

### **Size**

Diâmetro	12 mm
Altura do produto	75 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto vermelha

### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 500  
Tipo de embalagem interior embalagem empilhável  
Unidades por caixa interna 500  
Unidades por caixa 4000  
Unidades por palete 120000  
Volume da embalagem 0.046 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0021 kg  
Peso da embalagem externa 10.25 kg  
EAN da caixa interna 4038917109796  
EAN da embalagem externa 4038917032216

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

