



Product description

Order number	55.526.526
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fundo redondo, lilás, tampa de pressão, 500 unid./embalagem empilhável

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5000 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Diâmetro	12 mm
Altura do produto	75 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto lilás

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 500
Tipo de embalagem interior embalagem empilhável
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 4000
Unidades por palete 120000
Volume da embalagem 0.046 cbm
externa
Peso do produto 0.0021 kg
Peso da embalagem externa 10.25 kg
EAN da caixa interna 4038917109802
EAN da embalagem externa 4038917032223

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

