



### Product description

Order number	55.526.532
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fundo redondo, amarela, tampa de pressão, 1.000 unid./pacote

### Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5000 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

### Size

Diâmetro	12 mm
Altura do produto	75 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto amarela

### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 1000  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 1000  
Unidades por caixa 4000  
Unidades por palete 64000  
Volume da embalagem externa 0.0813 cbm  
Peso do produto 0.0021 kg  
Peso da embalagem externa 10.3 kg  
EAN da caixa interna 4038917109826  
EAN da embalagem externa 4038917032247

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

