



### **Product description**

Order number	55.532.300
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 4 ml, (CxØ): 75 x 11,5 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, 1.000 unid./pacote

### **Product characteristics**

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	4 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5000 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

### **Size**

Diâmetro	11.5 mm
Altura do produto	75 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 1000  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 1000  
Unidades por caixa 2000  
Unidades por palete 80000  
Volume da embalagem externa 0.0382 cbm  
Peso do produto 0.002 kg  
Peso da embalagem externa 4.77 kg  
EAN da caixa interna 4038917367349  
EAN da embalagem externa 4038917367332

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

