



### **Product description**

Order number	55.535
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 3,5 ml, (CxØ): 55 x 12 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, 1.000 unid./pacote

### **Product characteristics**

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	3,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5000 x g

### **Size**

Diâmetro	12 mm
Comprimento do produto	55 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências hermético a 0,6 bar/10 min  
Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 5000  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 1000  
Unidades por caixa 5000  
Unidades por palete 120000  
Profundidade da embalagem 398 mm  
externa  
Largura da embalagem 398 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 415 mm  
Volume da embalagem 0.0657 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0016 kg  
Peso da embalagem externa 8.96 kg  
EAN da caixa interna 4038917082280  
EAN da embalagem externa 4038917001380

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

