



Product description

Order number	55.535.300
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 3,5 ml, (CxØ): 55 x 12 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, 1.000 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	3,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5000 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Diâmetro	12 mm
Altura do produto	55 mm
Comprimento do produto	55 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 1000
Unidades por caixa 5000
Unidades por palete 140000
Volume da embalagem externa 0.0649 cbm
Peso do produto 0.0017 kg
Peso da embalagem externa 8.84 kg
EAN da caixa interna 4038917367370
EAN da embalagem externa 4038917367363

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

