



### **Product description**

Order number	55.539
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 11,5 ml, (CxØ): 100 x 15,7 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, 500 unid./pacote

### **Product characteristics**

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	11,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g

### **Size**

Diâmetro	15.7 mm
Comprimento do produto	100 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências hermético a 0,6 bar/10 min  
Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 1000  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 500  
Unidades por caixa 1000  
Unidades por palete 42000  
Profundidade da embalagem 398 mm  
externa  
Largura da embalagem 398 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 250 mm  
Volume da embalagem 0.0396 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0046 kg  
Peso da embalagem externa 5.2 kg  
EAN da caixa interna 4038917082327  
EAN da embalagem externa 4038917281997

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

