



Product description

Order number	55.539.250
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 11,5 ml, (CxØ): 100 x 15,7 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, 250 unid./embalagem empilhável

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	11,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g

Size

Diâmetro	15.7 mm
Comprimento do produto	100 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalagem interior embalagem empilhável
Unidades por caixa interna 250
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 48000
Profundidade da caixa interna 336 mm
Largura da caixa interna 102 mm
Altura da caixa interna 174 mm
Profundidade da embalagem 388 mm
externa
Largura da embalagem 378 mm
externa
Altura da embalagem externa 215 mm
Volume da embalagem 0.0315 cbm
externa
Peso do produto 0.0046 kg
Peso da embalagem externa 5.17 kg
EAN da caixa interna 4038917110167
EAN da embalagem externa 4038917029391

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

