



Product description

Order number	55.655
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 4 ml, (CxØ): 50 x 14 mm, material: PS, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, 1.000 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	4 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5000 x g

Size

Diâmetro	14 mm
Comprimento do produto	50 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 3000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 1000
Unidades por caixa 3000
Unidades por palete 108000
Profundidade da embalagem 398 mm
externa
Largura da embalagem 398 mm
externa
Altura da embalagem externa 300 mm
Volume da embalagem 0.0475 cbm
externa
Peso do produto 0.002 kg
Peso da embalagem externa 6.78 kg
EAN da caixa interna 4038917083157
EAN da embalagem externa 4038917002127

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

