



### **Product description**

Order number	57.462
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 12 ml, (CxØ): 110 x 17 mm, material: PS, fundo cônico, transparente, tampa de pressão, com escala, 500 unid./pacote

### **Product characteristics**

Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo cônico
Volume de trabalho	12 ml
Centrifugação máxima (RCF)	2500 x g

### **Size**

Diâmetro	17 mm
Comprimento do produto	110 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Poliestireno (PS)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências hermético a 0,6 bar/10 min  
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE  
Certificação CE CE  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 1000  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 500  
Unidades por caixa 1000  
Unidades por palete 36000  
Profundidade da embalagem 398 mm  
externa  
Largura da embalagem 398 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 300 mm  
Volume da embalagem 0.0475 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0063 kg  
Peso da embalagem externa 6.98 kg  
EAN da caixa interna 4038917081702  
EAN da embalagem externa 4038917000819

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

