



Product description

Order number	57.462.015
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 12 ml, (CxØ): 110 x 17 mm, material: PS, fundo cônico, transparente, tampa de pressão, com escala, 250 unid./embalagem empilhável

Product characteristics

Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo cônico
Volume de trabalho	12 ml
Centrifugação máxima (RCF)	2500 x g

Size

Diâmetro	17 mm
Comprimento do produto	110 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalagem interior embalagem empilhável
Unidades por caixa interna 250
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 42000
Profundidade da caixa interna 366 mm
Largura da caixa interna 114 mm
Altura da caixa interna 201 mm
Profundidade da embalagem externa 388 mm
Largura da embalagem externa 378 mm
Altura da embalagem externa 250 mm
Volume da embalagem externa 0.0367 cbm
Peso do produto 0.0063 kg
Peso da embalagem externa 6.96 kg
EAN da caixa interna 4038917381079
EAN da embalagem externa 4038917381062

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

