



Product description

| | |
|---------------------|---|
| Order number | 57.477.005 |
| Descrição do artigo | Tubo, volume de trabalho: 4,5 ml, (CxØ): 75 x 12 mm, material: PS, fundo cônico, transparente, tampa de pressão, 1.000 unid./pacote |

Product characteristics

| | |
|----------------------------|------------------|
| Graduação | não |
| Tipo de fechamento | tampa de pressão |
| Forma do fundo | fundo cônico |
| Volume de trabalho | 4,5 ml |
| Centrifugação máxima (RCF) | 4000 x g |

Size

| | |
|------------------------|-------|
| Diâmetro | 12 mm |
| Comprimento do produto | 75 mm |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 4000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 1000
Unidades por caixa 4000
Unidades por palete 96000
Profundidade da embalagem 398 mm
externa
Largura da embalagem 398 mm
externa
Altura da embalagem externa 415 mm
Volume da embalagem 0.0657 cbm
externa
Peso do produto 0.0026 kg
Peso da embalagem externa 11.19 kg
EAN da caixa interna 4038917107754
EAN da embalagem externa 4038917011921

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

