



Product description

Order number	57.512.001
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 4,5 ml, (CxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fundo cônico, transparente, tampa de pressão, sem tampa, 500 unid./embalagem empilhável

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo cônico
Volume de trabalho	4,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5000 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Diâmetro	12 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 50000
Tipo de embalagem interior embalagem empilhável
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 2000
Unidades por palete 120000
Profundidade da caixa interna 387 mm
Largura da caixa interna 77 mm
Altura da caixa interna 176 mm
Profundidade da embalagem externa 398 mm
Largura da embalagem externa 358 mm
Altura da embalagem externa 175 mm
Volume da embalagem externa 0.0249 cbm
Peso do produto 0.0021 kg
Peso da embalagem externa 4.88 kg
EAN da caixa interna 4038917108799
EAN da embalagem externa 4038917072489

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

