



Product description

Order number	57.527.300
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 12 ml, (CxØ): 110 x 17 mm, material: PP, fundo cônico, transparente, tampa de pressão, com escala, 500 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo cônico
Volume de trabalho	12 ml
Centrifugação máxima (RCF)	3000 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Diâmetro	17 mm
Altura do produto	110 mm
Comprimento do produto	110 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 36000
Volume da embalagem externa 0.0492 cbm
Peso do produto 0.005 kg
Peso da embalagem externa 5.48 kg
EAN da caixa interna 4038917367431
EAN da embalagem externa 4038917367424

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

