



Product description

Order number	58.485.001
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 7 ml, (CxØ): 50 x 16 mm, material: PS, fundo plano, transparente, tampa de pressão, natural, estéril, 100 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tampa	tampa padrão
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo plano
Volume de trabalho	7 ml
Centrifugação máxima (RCF)	2500 x g

Size

Diâmetro	16 mm
Comprimento do produto	50 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Low Density Polyethylene (LD-PE)
Cor da tampa	natural

Purity & certification

Corresponde às exigências	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	32000
Profundidade da embalagem externa	648 mm
Largura da embalagem externa	420 mm
Altura da embalagem externa	145 mm
Volume da embalagem externa	0.0395 cbm
Peso do produto	0.004 kg
Peso da embalagem externa	4.66 kg
EAN da caixa interna	4038917108027
EAN da embalagem externa	4038917012126

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

