



Product description

| | |
|---------------------|--|
| Order number | 58.505.026 |
| Descrição do artigo | Tubo, volume de trabalho: 12 ml, (CxØ): 95 x 16,5 mm, material: PP, fundo plano, transparente, tampa de pressão, natural, tampa incluída, 100 unid./pacote |

Product characteristics

| | |
|--------------------|------------------|
| Graduação | não |
| Tipo de fechamento | tampa de pressão |
| Forma do fundo | fundo plano |
| Volume de trabalho | 12 ml |

Size

| | |
|------------------------|---------|
| Diâmetro | 16.5 mm |
| Comprimento do produto | 95 mm |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

| | |
|---------------------|--------------------|
| Material do produto | Polipropileno (PP) |
| Cor do produto | transparente |
| Cor da tampa | natural |

Purity & certification

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Categoria do produto | Não é um dispositivo médico DIV |
| Em lotes | sim |

Packaging

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido | 1000 |
| Tipo de embalagem interior | pacote |
| Unidades por caixa interna | 100 |
| Unidades por caixa | 1000 |
| Unidades por palete | 28000 |
| Volume da embalagem externa | 0.0649 cbm |
| Peso do produto | 0.0066 kg |
| Peso da embalagem externa | 7.12 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917108522 |
| EAN da embalagem externa | 4038917032407 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

