



### **Product description**

Order number	58.505.300
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 12 ml, (CxØ): 95 x 16,5 mm, material: PP, fundo plano, transparente, tampa de pressão, 500 unid./pacote

### **Product characteristics**

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo plano
Volume de trabalho	12 ml
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

### **Size**

Diâmetro	16.5 mm
Altura do produto	95 mm
Comprimento do produto	95 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 1000  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 500  
Unidades por caixa 1000  
Unidades por palete 36000  
Volume da embalagem externa 0.0492 cbm  
Peso do produto 0.0049 kg  
Peso da embalagem externa 5.4 kg  
EAN da caixa interna 4038917367523  
EAN da embalagem externa 4038917367516

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

