



**Product Specification**  
**Tubo de rosca de alíquota, 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, PP**

**Page 1**



**Product description**

Order number	60.1475.115
Descrição do artigo	Tubo de rosca de alíquota, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de rosca, 459 unid./embalagem empilhável

**Product characteristics**

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml

**Size**

Diâmetro	13 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**Tube de rosca de alíquota, 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, PP**

**Page 2**

**Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material do tubo	Polipropileno (PP)

**Purity & certification**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	não

**Packaging**

Quantidade mínima do pedido	3672
Tipo de embalagem interior	embalagem empilhável
Unidades por caixa interna	459
Unidades por caixa	3672
Unidades por palete	110160
Profundidade da caixa interna	381 mm
Largura da caixa interna	77 mm
Altura da caixa interna	176 mm
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	325 mm
Volume da embalagem externa	0.0463 cbm
Peso do produto	0.0024 kg
Peso da embalagem externa	10.05 kg
EAN da caixa interna	4038917340793
EAN da embalagem externa	4038917340786

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-04

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**