



Product description

Order number	60.503
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 6,5 ml, (CxØ): 90 x 13 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de rosca, natural, tampa incluída, 500 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Proteção contra a luz	não
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	6,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	3000 x g

Size

Diâmetro	13 mm
Altura do produto	90 mm
Comprimento do produto	90 mm
Comprimento com tampa	106 mm
Comprimento sem tampa	90 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	natural
Material do tubo	Polipropileno (PP)

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Ficha de dados de segurança	não
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	60000
Profundidade da embalagem externa	458 mm
Largura da embalagem externa	408 mm
Altura da embalagem externa	260 mm
Volume da embalagem externa	0.0486 cbm
Peso do produto	0.0034 kg
Peso da embalagem externa	7.46 kg
EAN da caixa interna	4038917555838
EAN da embalagem externa	4038917555821

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

