



### Product description

Order number	60.506.024
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 10 ml, (CxØ): 79 x 16 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de rosca, sem tampa, 500 unid./pacote

### Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	10 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5000 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

### Size

Diâmetro	16 mm
Comprimento do produto	79 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 500  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 500  
Unidades por caixa 2000  
Unidades por palete 32000  
Volume da embalagem externa 0.0813 cbm  
Peso do produto 0.0032 kg  
Peso da embalagem externa 7.39 kg  
EAN da caixa interna 4038917108713  
EAN da embalagem externa 4038917035873

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

