



### **Product description**

Order number	60.540.108
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 13 ml, (CxØ): 101 x 16,5 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de rosca, natural, tampa montada, estéril, 1 unid./blister

### **Product characteristics**

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	13 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g

### **Size**

Diâmetro	16.5 mm
Comprimento do produto	101 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	natural

### Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	13500
Profundidade da caixa interna	351 mm
Largura da caixa interna	151 mm
Altura da caixa interna	171 mm
Profundidade da embalagem externa	778 mm
Largura da embalagem externa	368 mm
Altura da embalagem externa	195 mm
Volume da embalagem externa	0.0558 cbm
Peso do produto	0.0059 kg
Peso da embalagem externa	4.58 kg
EAN da caixa interna	4038917240406
EAN da embalagem externa	4038917240390

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

