



Product description

Order number	60.540.686
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 13 ml, (CxØ): 101 x 16,5 mm, material: PP, fundo redondo com base plana, transparente, tampa de rosca, natural, tampa montada, estéril, 500 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo redondo com base plana
Volume de trabalho	13 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g

Size

Diâmetro	16.5 mm
Comprimento do produto	101 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	natural

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	22000
Profundidade da embalagem externa	568 mm
Largura da embalagem externa	348 mm
Altura da embalagem externa	155 mm
Volume da embalagem externa	0.0306 cbm
Peso do produto	0.0066 kg
Peso da embalagem externa	3.8 kg
EAN da caixa interna	4038917110501
EAN da embalagem externa	4038917012898

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

