



### Product description

Order number	60.541.003
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 13 ml, (CxØ): 101 x 16,5 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de rosca, vermelha, tampa incluída, 500 unid./pacote

### Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	13 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g

### Size

Diâmetro	16.5 mm
Comprimento do produto	101 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	vermelha

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	30000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	340 mm
Volume da embalagem externa	0.0539 cbm
Peso do produto	0.0058 kg
Peso da embalagem externa	6.5 kg
EAN da caixa interna	4038917110532
EAN da embalagem externa	4038917012928

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

