



Product description

Order number	60.541.109
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 13 ml, (CxØ): 101 x 16,5 mm, material: PP, fundo redondo com base plana, transparente, tampa de rosca, natural, tampa incluída, estéril, 500 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo redondo com base plana
Volume de trabalho	13 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g

Size

Diâmetro	16.5 mm
Comprimento do produto	101 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	natural
Material do O-ring	Borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM)
Material do tubo	Polipropileno (PP)

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	28000
Volume da embalagem externa	0.065 cbm
Peso do produto	0.0067 kg
Peso da embalagem externa	7.2 kg
EAN da caixa interna	4038917110884
EAN da embalagem externa	4038917028806

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

