



Product description

Order number	60.542
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 8 ml, (CxØ): 57 x 16,5 mm, material: PP, fundo plano, transparente, tampa de rosca, natural, tampa incluída, 1.000 unid./pacote

Product characteristics

Gradação	não
Tampa	tampa de rosca padrão
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo plano
Volume de trabalho	8 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g

Size

Diâmetro	16.5 mm
Comprimento do produto	57 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	natural

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	42000
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	378 mm
Altura da embalagem externa	250 mm
Volume da embalagem externa	0.0367 cbm
Peso do produto	0.0042 kg
Peso da embalagem externa	4.64 kg
EAN da caixa interna	4038917082358
EAN da embalagem externa	4038917001458

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

