



### Product description

Order number	60.542.007
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 8 ml, (CxØ): 57 x 16,5 mm, material: PP, fundo plano, transparente, tampa de rosca, natural, tampa incluída, 1.000 unid./pacote

### Product characteristics

Gradação	não
Tampa	tampa de rosca com O-ring
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo plano
Volume de trabalho	8 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g

### Size

Diâmetro	16.5 mm
Comprimento do produto	57 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	natural
Material do O-ring	Borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM)

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	42000
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	378 mm
Altura da embalagem externa	250 mm
Volume da embalagem externa	0.0367 cbm
Peso do produto	0.0043 kg
Peso da embalagem externa	4.76 kg
EAN da caixa interna	4038917111102
EAN da embalagem externa	4038917013161

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

