



### Product description

|                     |  |
|---------------------|--|
| Order number        | 60.542.010   |
| Descrição do artigo | Tubo de rosca, volume de trabalho: 8 ml, (CxØ): 57 x 16,5 mm, material: PP, fundo plano, transparente, tampa de rosca, natural, tampa incluída, 100 unid./pacote |

### Product characteristics

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Gradação                   | não            |
| Tipo de fechamento         | tampa de rosca |
| Forma do fundo             | fundo plano    |
| Volume de trabalho         | 8 ml           |
| Centrifugação máxima (RCF) | 4000 x g       |
| Autoclavável (máx. °C)     | 121 °C         |

### Size

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Diâmetro               | 16.5 mm |
| Comprimento do produto | 57 mm   |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Material do produto    | Polipropileno (PP)                |
| Cor do produto         | transparente                      |
| Material de fechamento | High Density Polyethylene (HD-PE) |
| Cor da tampa           | natural                           |

### **Purity & certification**

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Corresponde às exigências | IATA                              |
| Categoria do produto      | Não é um dispositivo médico   DIV |
| Em lotes                  | sim                               |

### **Packaging**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido | 1000          |
| Tipo de embalaje interior   | pacote        |
| Unidades por caixa interna  | 100           |
| Unidades por caixa          | 1000          |
| Unidades por palete         | 40000         |
| Volume da embalagem externa | 0.0382 cbm    |
| Peso do produto             | 0.0046 kg     |
| Peso da embalagem externa   | 5.15 kg       |
| EAN da caixa interna        | 4038917111133 |
| EAN da embalagem externa    | 4038917032476 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

