



### **Product description**

Order number	60.542.052
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 8 ml, (CxØ): 57 x 16,5 mm, material: PP, fundo plano, transparente, tampa de rosca, natural, tampa montada, estéril, 100 unid./pacote

### **Product characteristics**

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo plano
Volume de trabalho	8 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g

### **Size**

Diâmetro	16.5 mm
Comprimento do produto	57 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	natural
Material do O-ring	Borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM)

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	estéril
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	36000
Volume da embalagem externa	0.0436 cbm
Peso do produto	0.0046 kg
Peso da embalagem externa	5.15 kg
EAN da caixa interna	4038917317740
EAN da embalagem externa	4038917317733

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

