



### Product description

Order number	60.542.530
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 8 ml, (CxØ): 57 x 16,5 mm, material: PP, fundo plano, transparente, tampa de rosca, sem tampa, 1.000 unid./pacote

### Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo plano
Volume de trabalho	8 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

### Size

Diâmetro	16.5 mm
Altura do produto	57 mm
Comprimento do produto	57 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 1000000  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 1000  
Unidades por caixa 1000  
Unidades por palete 60000  
Volume da embalagem externa 0.0282 cbm  
Peso do produto 0.0032 kg  
Peso da embalagem externa 3.67 kg  
EAN da caixa interna 4038917111614  
EAN da embalagem externa 4038917013260

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

