



### **Product description**

Order number	60.545
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 30 ml, (CxØ): 107 x 25 mm, material: PP, fundo cônico, transparente, tampa de rosca, natural, tampa montada, estéril, 50 unid./pacote

### **Product characteristics**

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo cônico
Volume de trabalho	30 ml
Centrifugação máxima (RCF)	8800 x g

### **Size**

Diâmetro	25 mm
Comprimento do produto	107 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	natural

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências	ADR
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	14000
Profundidade da embalagem externa	588 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	255 mm
Volume da embalagem externa	0.0597 cbm
Peso do produto	0.0113 kg
Peso da embalagem externa	6.31 kg
EAN da caixa interna	4038917082389
EAN da embalagem externa	4038917001489

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

