



Product description

Order number	60.549
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 3,5 ml, (CxØ): 66 x 11,5 mm, material: PP, fundo cônico com base plana, transparente, tampa de rosca, natural, tampa incluída, 1.000 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	3,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g

Size

Diâmetro	11.5 mm
Comprimento do produto	66 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	natural

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	84000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	250 mm
Volume da embalagem externa	0.0396 cbm
Peso do produto	0.0022 kg
Peso da embalagem externa	5.03 kg
EAN da caixa interna	4038917082402
EAN da embalagem externa	4038917001502

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

