



Product description

Order number	60.550.020
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 7 ml, (CxØ): 82 x 13 mm, material: PP, fundo plano, transparente, tampa de rosca, sem tampa, 1.000 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo plano
Volume de trabalho	7 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Diâmetro	13 mm
Altura do produto	82 mm
Comprimento do produto	82 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	3000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	3000
Unidades por palete	48000
Volume da embalagem externa	0.0813 cbm
Peso do produto	0.0029 kg
Peso da embalagem externa	10.25 kg
EAN da caixa interna	4038917112284
EAN da embalagem externa	4038917032537

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

