



Product description

Order number	60.550.030
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 7 ml, (CxØ): 82 x 13 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, sem tampa, 1000 unid./pacote

Product characteristics

Gradação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	7 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Diâmetro	13 mm
Comprimento do produto	82 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalaje interior pacote
Unidades por caixa interna 1000
Unidades por caixa 3000
Unidades por palete 48000
Profundidade da embalagem externa 432 mm
Largura da embalagem externa 499 mm
Altura da embalagem externa 378 mm
Volume da embalagem externa 0.0833 cbm
Peso do produto 0 g
Peso da embalagem externa 9.34 kg
EAN da caixa interna 4038917112352
EAN da embalagem externa 4038917013628

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

