



### Product description

Order number	60.550.034
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 7 ml, (CxØ): 82 x 13 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de rosca, natural, tampa incluída, 1.000 unid./pacote

### Product characteristics

Gradação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	7 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

### Size

Diâmetro	13 mm
Comprimento do produto	82 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	natural

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalaje interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	56000
Volume da embalagem externa	0.029 cbm
Peso do produto	0.0037 kg
Peso da embalagem externa	4.17 kg
EAN da caixa interna	4038917112390
EAN da embalagem externa	4038917013659

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

