



### **Product description**

Order number	60.550.100
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 7 ml, (CxØ): 82 x 13 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de rosca, natural, tampa incluída, 1.000 unid./pacote

### **Product characteristics**

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	7 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g

### **Size**

Diâmetro	13 mm
Diâmetro da abertura	11,55 mm
Comprimento do produto	82 mm
Comprimento com tampa	82 mm
Comprimento sem tampa	80.9 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	natural

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	48000
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	378 mm
Altura da embalagem externa	215 mm
Volume da embalagem externa	0.0315 cbm
Peso do produto	0.0034 kg
Peso da embalagem externa	3.86 kg
EAN da caixa interna	4038917112574
EAN da embalagem externa	4038917013741

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

