



Product description

Order number	60.550.109
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 7 ml, (CxØ): 82 x 13 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de rosca, natural, tampa montada, estéril, 100 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	7 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g

Size

Diâmetro	13 mm
Diâmetro da abertura	11,55 mm
Comprimento do produto	82 mm
Comprimento com tampa	82 mm
Comprimento sem tampa	80.9 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	natural

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	40000
Profundidade da embalagem externa	598 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	165 mm
Volume da embalagem externa	0.0393 cbm
Peso do produto	0.0034 kg
Peso da embalagem externa	3.99 kg
EAN da caixa interna	4038917112598
EAN da embalagem externa	4038917013765

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

