



Product description

Order number	60.550.115
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 7 ml, (CxØ): 82 x 13 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de rosca, natural, tampa montada, 100 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	7 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g

Size

Diâmetro	13 mm
Comprimento do produto	82 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	natural

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	42000
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	378 mm
Altura da embalagem externa	235 mm
Volume da embalagem externa	0.0345 cbm
Peso do produto	0.0034 kg
Peso da embalagem externa	4 kg
EAN da caixa interna	4038917112604
EAN da embalagem externa	4038917013772

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

