



Product description

Order number	60.551.001
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 10 ml, (CxØ): 79 x 16 mm, material: PP, fundo redondo com base plana, transparente, tampa de rosca, natural, tampa montada, estéril, 100 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tampa	tampa de rosca padrão
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo redondo com base plana
Volume de trabalho	10 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g

Size

Diâmetro	16 mm
Comprimento do produto	79 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	natural

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	36000
Profundidade da embalagem externa	413 mm
Largura da embalagem externa	257 mm
Altura da embalagem externa	464 mm
Volume da embalagem externa	0.0492 cbm
Peso do produto	0.005 kg
Peso da embalagem externa	5.6 kg
EAN da caixa interna	4038917112673
EAN da embalagem externa	4038917044103

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

