



### Product description

Order number	60.557
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 4,5 ml, (CxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de rosca, natural, tampa incluída, 1.000 unid./pacote

### Product characteristics

Gradação	não
Tampa	tampa de rosca padrão
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	4,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g

### Size

Diâmetro	12 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	natural

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	72000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	300 mm
Volume da embalagem externa	0.0475 cbm
Peso do produto	0.0027 kg
Peso da embalagem externa	6.1 kg
EAN da caixa interna	4038917082457
EAN da embalagem externa	4038917054997

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

