



Product description

Order number	60.557.010
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 4,5 ml, (CxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de rosca, sem tampa, 1.000 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	4,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Diâmetro	12 mm
Altura do produto	75 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 1000
Unidades por caixa 2000
Unidades por palete 80000
Volume da embalagem externa 0.0382 cbm
Peso do produto 0.0021 kg
Peso da embalagem externa 5.15 kg
EAN da caixa interna 4038917113366
EAN da embalagem externa 4038917056441

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

