



Product description

Order number	60.596.001
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 60 ml, (CxØ): 126 x 30 mm, material: PP, fundo plano, transparente, tampa de rosca, natural, tampa montada, estéril, 25 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tampa	tampa de rosca padrão
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo plano
Volume de trabalho	60 ml
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Diâmetro	30 mm
Comprimento do produto	126 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	natural

Purity & certification

Corresponde às exigências	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	250
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	25
Unidades por caixa	250
Unidades por palete	7000
Profundidade da embalagem externa	588 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	255 mm
Volume da embalagem externa	0.0597 cbm
Peso do produto	0.015 kg
Peso da embalagem externa	4.44 kg
EAN da caixa interna	4038917114134
EAN da embalagem externa	4038917014199

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

