



Product description

Order number	60.610.013
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 10 ml, (CxØ): 92 x 15,3 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de rosca, sem tampa, 500 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	10 ml
Centrifugação máxima (RCF)	3000 x g

Size

Diâmetro	15.3 mm
Comprimento do produto	92 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Material do tubo	Polipropileno (PP)

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Ficha de dados de segurança	não
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	42000
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	378 mm
Altura da embalagem externa	250 mm
Volume da embalagem externa	0.0367 cbm
Peso do produto	0.0042 kg
Peso da embalagem externa	4.72 kg
EAN da caixa interna	4038917114745
EAN da embalagem externa	4038917070249

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

