



Product description

Order number	60.610.023
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 10 ml, (CxØ): 92 x 15 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de rosca, sem tampa, 100 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	10 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Diâmetro	15 mm
Altura do produto	92 mm
Comprimento do produto	92 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 50000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 30000
Volume da embalagem externa 0.046 cbm
Peso do produto 0.0038 kg
Peso da embalagem externa 4.26 kg
EAN da caixa interna 4038917234160
EAN da embalagem externa 4038917234153

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

