



Product description

Order number	60.610.100
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 10 ml, (CxØ): 92 x 15,3 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de rosca, transparente, tampa montada, 100 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	10 ml
Centrifugação máxima (RCF)	3000 x g

Size

Diâmetro	15.3 mm
Comprimento do produto	92 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	transparente
Material do tubo	Polipropileno (PP)

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	36000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	300 mm
Volume da embalagem externa	0.0475 cbm
Peso do produto	0.0052 kg
Peso da embalagem externa	5.92 kg
EAN da caixa interna	4038917114776
EAN da embalagem externa	4038917014380

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

