



Product Specification

Tubo de rosca, 2,5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, fundo falso cônico, fundo do tubo arredondado, PP, tampa montada, 100 unid./pacote

Page 1



Product description

Order number	60.614.011
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 2,5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, fundo falso cônico, fundo do tubo arredondado, transparente, material: PP, com escala, tampa montada, 100 unid./pacote, 1.000 unidades/caixa

Product characteristics

Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo falso cônico, fundo do tubo arredondado
Volume de trabalho	2,5 ml

Size

Diâmetro	13 mm
Altura do produto	75 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Tubo de rosca, 2,5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, fundo falso cônico, fundo do tubo arredondado, PP, tampa montada, 100 unid./pacote

Page 2

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material do tubo	Polipropileno (PP)

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	48000
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	378 mm
Altura da embalagem externa	215 mm
Volume da embalagem externa	0.0315 cbm
Peso do produto	0.0038 kg
Peso da embalagem externa	4.25 kg
EAN da caixa interna	4038917346801
EAN da embalagem externa	4038917346795

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-09-01

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT