



Product description

Order number	60.9921.512
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 50 x 16 mm, material: PP, fundo plano, translúcido, 250 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Forma do fundo	fundo plano
Volume de trabalho	5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5500 x g
Temperatura de centrifugação	21
Tempo de centrifugação	15 Min

Size

Volume máximo	5 ml
Diâmetro	16 mm
Comprimento do produto	50 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	translúcido
Material do tubo	Polipropileno (PP)

Purity & certification

Corresponde às exigências	hermético a 18"hg/10 min
Isto de látex	sim
Isto de pirogênio	não
Ficha de dados de segurança	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	250
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	96000
Profundidade da embalagem externa	608 mm
Largura da embalagem externa	264 mm
Altura da embalagem externa	324 mm
Volume da embalagem externa	0.0519 cbm
Peso da embalagem externa	5.9 kg
EAN da caixa interna	4038917150729
EAN da embalagem externa	4038917037112

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

