



Product description

Order number	60.9922.126
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 25 ml, (CxØ): 54 x 27 mm, material: PC, fundo plano, transparente, tampa de rosca, natural, tampa incluída

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo plano
Volume de trabalho	25 ml

Size

Diâmetro	27 mm
Comprimento do produto	54 mm

Material & colours

Material do produto	Policarbonato (PC)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	natural

Purity & certification

Corresponde às exigências	ADR
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	50000
Unidades por caixa interna	250
Unidades por caixa	500
Volume da embalagem externa	0.0577 cbm
Peso do produto	0.0081 kg
Peso da embalagem externa	4.8 kg
EAN da caixa interna	4038917913560
EAN da embalagem externa	4038917913577

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

