



### Product description

Order number	60.9922.936
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 12 ml, (CxØ): 99 x 16 mm, material: PC, fundo redondo, transparente, tampa de rosca, branca, tampa incluída, 1.000 unid./pacote

### Product characteristics

Graduação	não
Tampa	tampa de rosca padrão
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	12 ml
Centrifugação máxima (RCF)	8800 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

### Size

Diâmetro	16 mm
Comprimento do produto	99 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Policarbonato (PC)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	branca
Material do tubo	Policarbonato (PC)

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências	ADR
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Isento de látex	sim
Ficha de dados de segurança	não
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	24000
Profundidade da embalagem externa	604 mm
Largura da embalagem externa	373 mm
Altura da embalagem externa	264 mm
Volume da embalagem externa	0.0595 cbm
Peso do produto	0.0076 kg
Peso da embalagem externa	8.4 kg
EAN da caixa interna	4038917153423
EAN da embalagem externa	4038917027816

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

