



**Product Specification**  
**Tubo, 12 ml, (CxØ): 95 x 16,5 mm, PS, com impressão**

**Page 1**



### Product description

|                     |   |
|---------------------|---|
| Order number        | 62.470  |
| Descrição do artigo | Tubo, volume de trabalho: 12 ml, (CxØ): 95 x 16,5 mm, material: PS, fundo plano, transparente, tampa de pressão, sem tampa, com impressão, rótulo/impressão: branca, com escala, 500 unid./pacote |

### Product characteristics

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Rótulo/impressão           | com impressão    |
| Cor impressão/rótulo       | branca           |
| Graduação                  | sim              |
| Tipo de fechamento         | tampa de pressão |
| Forma do fundo             | fundo plano      |
| Volume de trabalho         | 12 ml            |
| Centrifugação máxima (RCF) | 3500 x g         |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-03

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



### **Size**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Diâmetro               | 16.5 mm |
| Comprimento do produto | 95 mm   |

### **Material & colours**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Material do produto | Poliestireno (PS) |
| Cor do produto      | transparente      |

### **Purity & certification**

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Corresponde às exigências | hermético a 0,6 bar/10 min |
| Categoria do produto      | Diagnóstico in vitro, CE   |
| Certificação CE           | CE                         |
| Em lotes                  | sim                        |

### **Packaging**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido       | 1000          |
| Tipo de embalagem interior        | pacote        |
| Unidades por caixa interna        | 500           |
| Unidades por caixa                | 1000          |
| Unidades por palete               | 36000         |
| Profundidade da embalagem externa | 398 mm        |
| Largura da embalagem externa      | 398 mm        |
| Altura da embalagem externa       | 300 mm        |
| Volume da embalagem externa       | 0.0475 cbm    |
| Peso do produto                   | 0.0055 kg     |
| Peso da embalagem externa         | 6.21 kg       |
| EAN da caixa interna              | 4038917081788 |
| EAN da embalagem externa          | 4038917000895 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

